

Kurz-Protokoll (im Überblick)

AMODIA easyFlow® Yeast & Mould

Anreicherungskultur vorhanden?









JA

weiter mit Schritt 1.1



NEIN

Anreicherungskultur durchführen!
(Materialien nicht im Kit enthalten)

| | | |
|--|---|--|
| Beispiele für Anreicherungskulturen Flüssigmedium |  | z.B. Kultur 1 g Produkt 9 g Inaktivatorlösung 90 ml Nährmedium Inkubation z.B. 24 Std., 25°C - 30°C |
| 1.1 Vorbehandlung |  | 1 ml Anreicherungskultur in 1,5 ml Reaktionsgefäß 10 min Zentrifugieren bei 13'000g Überstand verwerfen 100 µl Suspendierungspuffer (weiße Kappe) |
| 1.2 Hybridisierungsansatz |  | 30 µl Hybridisierungspuffer (weiße Kappe) 5 µl Sondenmix (violette Kappe) 100 µl Probe (aus Schritt 1.1) |
| 1.3 Hybridisierungsreaktion |  | Temperatureinstellungen: 95°C, 5 min Kühlrate 0,1°C/s bis 50°C 50°C, 5 min 20°C, 3 min |
| 2.1 LFD-Detektion - Auftrag |  | 10 µl Reaktionsansatz |
| 2.2 LFD-Detektion - Chromatographie |  | 150 µl Chromatographiepuffer (blaue Kappe) RT, 20 min Resultat ablesen |